

## 弱视复合治疗仪(医用)配置清单及参数

### 一、技术性能

- 1、产品类别：II类 6826 物理治疗康复设备；
- 2、输入电源：AC100V-240V~50/60Hz 1.0A；
- 3、输出电源：DC12V 2.0A 输入功率：24VA；
- 4、设备安全分类：II类 BF类
- 5、环境温度：(5~40)℃ 相对温度：≤80%；
- 6、后像光最大光照度在 0Lx~1200Lx 范围内；
- 7、红光闪烁频率为>5次/min；

### 二、功能

1. 光刷
2. 红闪视标
3. 后像（后像图标）
4. 后像（后像视标）
5. 等级视力（飞点阈值视标）
6. 等级视力（双焦飞点阈值视标）
7. 手脑眼描图作业（平面描图）
8. 视觉生理（飞点视觉生理）
9. 视觉生理（干涉视觉生理）
10. 眼球灵敏度-调节灵敏度
11. 对比敏感度
12. 视觉定位（同时视）
13. 视觉定位（融合视训练）
14. 视觉定位（平面立体）
15. 视觉定位（斜面立体）
16. 视觉定位（实体立体）

### 三、适应症

- 1、用于对青少年弱视患者进行提高视力的辅助治疗
- 2、动态弱视仪（治疗弱视的同时亦可预防近视发生发展）

### 四、禁忌症

视网膜脱离及已产生病理性眼疾患者禁止使用（术后恢复期可以使用）

### 五、特点

- 1、移动视标，动态强化增视；
- 2、自动远视化、长焦距调节训练、焦距可达一米以上；
- 3、CAM 外置描图；

## 六、配置清单

1、主机一台

2、随机附件：

(1)使用说明书 1 份

(2)结构说明图（安装指导书）、操作示意图及答案图各 1 份

(3) 保修卡 1 张

(4)水彩笔 1 支

(5) 眼罩(小号)2 盒

(6) 菲林条 2 条

(7) 红蓝镜 1 副

(8) 手持光刷器 2 个

(9) 配件包（内含有电源连接线、螺丝刀、螺丝、塑胶盖等配件）

(10) 升降台一张

（注：具体随机附件依订货合同规定）