

病人监护仪技术参数及配置清单

1: 整机要求:

1. 1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。
1. 2、配置提手，方便移动。
- ★1. 3、≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。
1. 4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。
1. 5、显示屏可支持亮度自动调节功能。
- ★1. 6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
1. 7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。
1. 8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
- ★1. 9、安全规格：ECG，TEMP，IBP，Sp02，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 $\text{+}\blacksquare\text{-}$ 。
1. 10、监护仪设计使用年限≥8年。
1. 11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。
1. 12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。
1. 13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
1. 14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
1. 15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴
1. 16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

2: 监测参数:

2. 1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏
- ★2. 2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2. 3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
2. 4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2. 5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供

参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO₂，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120 小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000 组 NIBP 测量结果

3.7、≥120 小时（分辨率 1 分钟）ST 模板存储与回顾

3.8、支持 48 小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过 USB 接口将历史病人数据导出到 U 盘。

3.10、支持 RJ45 接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量/台 |
|----|--------------|------|
| 1 | 监护仪主机 | 1 |
| 2 | 心电配置（3/5 导） | 1 |
| 3 | 一次性心电电极 5 片装 | 1 |
| 4 | 血氧探头主电缆 | 1 |
| 5 | 手指血氧探头 | 1 |
| 6 | 无创压外接导气管 | 1 |
| 7 | 成人袖套成品 | 1 |
| 8 | 三芯电源线 | 1 |
| 9 | 锂电池 | 1 |
| 10 | 中文操作卡 | 1 |
| 11 | 使用说明书 | 1 |
| 12 | 序列号小标贴 | 4 |
| 13 | 设备保修卡 | 1 |

| | | |
|----|-------|---|
| 14 | 产品合格证 | 1 |
|----|-------|---|